

ALPHAGAZ™ MIX CH4 5%/AR



ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål

Anvendelse

Bæreelement (X-Ray Fluorescence)
 Ioniseringspartikel tæller (Atom tæller)

Transportinformation

Komprimerede gasser

Officiel godsbetegnelse: Komprimeret gas, brandfarlige,
 N.O.S.
 UN-nummer: 1954
 ADR/RID: Klasse 2
 Klassifikationskode 1 F



Gasdata

Molekylvægt: Mix
 Relativ massefylde:
 Relativ massefylde, gas: Tungere end luft
 Farve: farveløs
 Lugt: Lugtfri

Egenskaber

Fareidentifikation: Ekstremt brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk; kan eksplodere

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå rygning i forbindelse med håndtering af produktet



Flasker

Ventiltilslutning:
 W 21,8 x 1/14", udvendig venstre, DIN 1
Skulderfarve:
 rød (RAL 3000)



Produktspecifikationer

Sammensætning (% Vol. abs)			Andre komponenter (ppm-mol)		Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
CH ₄	5 %	±0,25 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 5	Flaske	50L	200 bar	10,9 m ³	P3120L50R2A001
Ar	Rest		O ₂	≤ 5					

Yderligere oplysninger

Stabilitet: 36 måneder

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.