

ALPHAGAZ™ 2 LUFT / Synth air



Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 61-84

Anvendelse

Gas til flammedetektorer (FID, FPD, THC, CLD...)

Instrumentgas (TGA, TOC...)

Nulgas (GC-FID, FTIR...)

Transportinformation

Trykflasker med komprimeret gas

Officiel godsbetegnelse	Luft, komprimeret
UN-nummer	1002
ADR/RID	Klasse 2
	Klassifikationskode 1A



ALPHAGAZ™ er Air Liquides enkle og sikre produktvalg til laboratorieformål
ALPHAGAZ™ 2 er udviklet til analyse fra ppm til ppb

Gasdata

Molekylvægt	28.95 g/mol
Relativ massefylde:	
Relativ massefylde, gas	1 (luft=1)
Farve	farveløs
Lugt	Lugtfri
CAS-nummer	N2 : 7727-37-9, O2 : 7782-44-7

Egenskaber

Fareidentifikation: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Eksplodingsområde: ikke-brændbar

Personlig beskyttelse: Ingen nødvendige



Flasker

Ventiltilslutning:

G5/8", indvendig højre, DIN 13

Skulderfarve:

lyse grøn (RAL 6018)



Produktspecifikationer

Renhed (% Vol. abs)	Andre komponenter (ppm-mol)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Tryk	Indhold	Varenummer
Synth air						
≥ 99,9999 %	H ₂ O ≤ 0,5 ppm-mol	Flaske	10L	200 bar	2 m ³	P0292S10R2A001
	CnHm ≤ 0,05 ppm-mol	Flaske	50L	200 bar	10,1 m ³	P0292L50R2A001
	CO ≤ 0,1 ppm-mol					
	CO ₂ ≤ 0,1 ppm-mol					
	NOx ≤ 0,01 ppm-mol					
	SO ₂ ≤ 0,01 ppm-mol					

Yderligere oplysninger

(*) 10 ppb = detektionsgrænse Produktet anbefales til miljøanalyser

Minimum totalrenhed: N₂ + O₂ ≥ 99,9999%

Stabilitet: 60 måneder

ANSVARFRASKRIVELSE VEDRØRENDE DATABLAD

Oplysningerne i dette datablad er generelle oplysninger, der ikke tager højde for særlige eller lokale forhold eller bestemmelser, ligesom de ikke skal opfattes som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtager sig intet økonomisk eller andet ansvar for oplysningerne i dette datablad, for dokumentets fuldstændighed, for brugen af oplysningerne eller for konsekvenserne af en sådan brug og afgiver ingen (direkte eller indirekte) garantier af nogen art.